

MICROTUBOS

Microtubos Clot Activador

Código	Volumen	Tamaño (mm)	Aditivos	Material	Caja/Cajón
MP0510	0.5ml	10X45	Clot Activador	PP	100/3000
MR0510	0.5ml	11X45	Clot Activador	PP	100/3000

Microtubos con Gel Clot Activador

Código	Volumen	Tamaño (mm)	Aditivos	Material	Caja/Cajón
MP0530	0.5ml	10X45	SST (Gel)	PP	100/3000
MR0530	0.5ml	11X45	SST (Gel)	PP	100/3000

Microtubos de Heparina con Litio

Código	Volumen	Tamaño (mm)	Aditivos	Material	Caja/Cajón
MP0540	0.5ml	10X45	Heparina de Litio	PP	100/3000
MR0540	0.5ml	11X45	Heparina de Litio	PP	100/3000

Microtubos EDTA K2-K3

Código	Volumen	Tamaño (mm)	Aditivos	Material	Caja/Cajón
MP0580	0.5ml	10X45	EDTA K2	PP	100/3000
MP0581	0.5ml	10X45	EDTA K3	PP	100/3000
MR0580	0.5ml	11X45	EDTA K2	PP	100/3000
MR0581	0.5ml	11X45	EDTA K3	PP	100/3000



TUBOS

Tubos Clot Activador

Volumen	Tamaño (mm)	Aditivos
4ml	13x75	Clot Activador
6ml	13x100	Clot Activador
7ml	13x100	Clot Activador
8ml	16x100	Clot Activador
6ml	13x100	Sin Aditivo

Tubos con Gel Clot Activador

Volumen	Tamaño (mm)	Aditivos
4ml	13x75	Clot Activador con gel
5ml	13x100	Clot Activador con gel
6ml	13x100	Clot Activador con gel

Tubos de Heparina con Lito

Volumen	Tamaño (mm)	Aditivos
3ml	13x75	Heparina de Lito
4ml	13x75	Heparina de Lito
6ml	13x100	Heparina de Lito

Tubos de Heparina con Lito (con Gel)

Volumen	Tamaño (mm)	Aditivos
3.5ml	13x75	Heparina de Lito con gel
5ml	13x100	Heparina de Lito con gel

Tubos de Citrato de Sodio

Volumen	Tamaño (mm)	Aditivos
2ml	13x75	Citrato de sodio 1:9,3,2%
4ml	13x75	Citrato de sodio 1:9,3,2%

Tubos ESR

Volumen	Tamaño (mm)	Aditivos
1.6ml	13x75	Citrato de sodio ESR 1:4,3,8%
1.6ml	8x120	Citrato de sodio ESR 1:4,3,8%

Tubos EDTA K2-K3

Volumen	Tamaño (mm)	Aditivos
2ml	13x75	K2 EDTA
3ml	13x75	K2 EDTA
4ml	13x75	K2 EDTA
6ml	13x100	K2 EDTA
2ml	13x75	K3 EDTA
3ml	13x75	K3 EDTA
4ml	13x75	K3 EDTA
6ml	13x100	K3 EDTA

Tubos de Oxalato/Fluoruro

Volumen	Tamaño (mm)	Aditivos
2ml	13x75	Fluoruro sódico/EDTA

